

ALHYDRAN MEDICINSKA NEGOVALNA VLAŽILNA KREMA

Koncentrirana gel-krema za nego in vlaženje poškodovane in ogrožene kože, takoj po zacelitvi: opeklin, brazgotin, poškodbe kože po radioterapijah, laserskemu tretmaju, po transplantaciji kože in ogrožene kože okoli kroničnih ran. Zmanjšuje srbenje in rdečico suhe in občutljive kože. Z uporabo Alhydrana koža postane bolj prožna.

Sestavine: Sok listov Aloe Barbadensis (gel aloe vere iz Arube), voda, Caprylic/Capric triglyceride, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Cetearyl Isononanoate, Glyceryl stearate, PEG-20 Glyceryl stearate, cetareth-20, Cetyl Palmitate, Sorbitan Stearate, Propylen Glycol, Tocopheryl Acetate (vitamin E acetate), Asorbic Acid (Vitamin C), Simmondsia chinensis seed oil (olje jojobe), Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Disodium EDTA.

Aloe vera gel daje Alhydran gel-kremi močne vlažilne lastnosti in zahvaljujoč aloe veri, je Alhydran gel-krema zelo blaga emulzija za poškodovano in ranljivo kožo.

Druge sestavine v izdelku Alhydran vsebujejo visoko raven kozmetičnih olj in maščob, kar še dodatno prispeva k splošnim značilnostim vlažilnega proizvoda.

Alhydran je neviden na koži in se lahko izpere z vodo.

Indikacije/uporaba:

- Neguje in vlaži nedavno zaceljeno kožo po akutnih in kroničnih ranah, pri poškodovani koži in opeklinah
- Izboljšuje stanje obstoječih brazgotin po opeklinah, (pred aplikacijo kompresijskega povoja, silikonskega obliža in po odstranitvi)
- Zmanjšuje srbenje
- Neguje poškodovano kožo po ozeblinah, radioterapijah, onkoloških obsevanjih, laserskih tretmajih, po transplantaciji kože

Kako uporabljati Alhydran gel-kremo?

- Alhydran je namenjen samo za zunanjo uporabo
- Priporočljiva uporaba Alhydran gel-kreme je trikrat na dan, zjutraj, opoldne in zvečer
- Nanesite tanek sloj gel-kreme
- Alhydran gel-krema se lahko uporablja neomejeno časovno obdobje

Kontraindikacije:

Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od navedenih sestavin. NE UPORABLJAJTE NA ODPRTIH RANAH, ali na kožnih perforacijah, kot posledica šivov, dokler rana ni popolnoma zaceljena. Izogibajte se stika z očmi.

Shranjevanje

Shranjevati na sobni temperaturi, vendar ne na višji od 25°C. Rok uporabe je odtisnjen na ovojnini.

Proizvajalec: BAP MEDICAL BV, Netherlands

Vnosnik: Advanta d.o.o., Ljubljana